

# GC France - Offres Laboratoire

Juillet - Décembre 2025



# Initial™ LiSi Block & Press

Esthétique supérieure

Disilicate de lithium avec technologie HDM pour des propriétés physiques inégalées

Limites lisses et polissabilité supérieure grâce à la structure homogène



## Facettes

- Peu invasif
- Durable
- Esthétique supérieure



Dr Javier Tapia Guadix, Espagne

Initial LiSi Block : facile à usiner avec la même résistance sans cuisson



Gain de temps 28% du temps total de traitement\*  
Pas de cuisson de cristallisation

Bloc disilicate de lithium conventionnel



Source : GC R&D, Japon. Données sur demande  
\* conditions de test basées sur le respect du mode d'emploi



Esthétique exceptionnelle



Gain de temps



Qualité marginale

## Initial™ LiSi Block, en version usinable

+ D'INFOS



- |                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| 10037275 BL      |                  |  |
| 10004844 A1 HT   | 10004887 A1 LT   |  |
| 10004956 A2 HT   | 10004958 A2 LT   |  |
| 10004957 A3 HT   | 10004888 A3 LT   |  |
| 10037273 A3.5 HT | 10037274 A3.5 LT |  |
| 10004886 B1 HT   | 10004889 B1 LT   |  |



Initial LiSi



Disilicate de lithium

## Initial™ LiSi Press

### le disilicate de lithium en version pressée

Une structure cristalline plus fine et plus dense

Un disilicate de lithium plus lisse avec moins d'usure de la dent elle-même et de l'antagoniste

Une résistance supérieure (508 MPa)



Picone, Belgique

Initial LiSi Press : démoulage facile avec une couche de réaction quasi inexistante



Gain de temps entre 15-20 minutes !  
Acide fluorhydrique non nécessaire


Système de céramique pressée disilicate de lithium conventionnel




Haute translucidité (HT)




Faible translucidité (LT)



Opacité moyenne (MO)



Translucidité moyenne (MT)



Faible translucidité (LT)



- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 10003671 MT-B00  | 10004833 LT-B00  |
| 10006956 MT-B0+  | 10006352 LT-B0+  |
| 10003672 MT-B0   | 10004853 LT-B0   |
| 10003673 MT-A1   | 10004824 LT-A1   |
| 10003674 MT-A2   | 10004962 LT-A2   |
| 10003675 MT-A3   | 10004831 LT-A3   |
| 10006957 MT-A3.5 | 10006353 LT-A3.5 |
| 10006958 MT-A4   | 10006354 LT-A4   |
| 10003676 MT-B1   | 10004854 LT-B1   |
| 10003677 MT-B2   | 10004857 LT-B2   |
| 10006959 MT-B3   | 10006355 LT-B3   |
| 10006960 MT-B4   | 10006356 LT-B4   |
| 10003678 MT-C1   | 10004815 LT-C1   |
| 10003679 MT-C2   | 10004842 LT-C2   |
| 10006961 MT-C3   | 10006951 LT-C3   |
| 10006962 MT-C4   | 10006952 LT-C4   |
| 10003680 MT-D2   | 10004860 LT-D2   |
| 10006963 MT-D3   | 10006953 LT-D3   |
| 10006964 MT-D4   | 10006954 LT-D4   |
|                  | 10003681 LT-A    |
| 10003665 HT-EXW  | 10003682 LT-B    |
| 10006955 HT-BLE+ | 10003683 LT-C    |
| 10003666 HT-BLE  | 10003684 LT-D    |
| 10003667 HT-E57  |                  |
| 10003668 HT-E58  | 10003685 MO-0    |
| 10003669 HT-E59  | 10003686 MO-1    |
| 10003670 HT-E60  | 10003687 MO-2    |

115€<sup>ttc</sup>



tubes LiSi Press

4+1\*

+ D'INFOS



10003664 Kit Intro LiSi Press Vest 73€<sup>ttc</sup>

## Quelle zirconie pour quelles indications ?

Différents facteurs vont influencer votre choix : exigences esthétiques, taille de la restauration, teinte de la dent préparée ...


Afin d'obtenir les restaurations les plus prévisibles et les plus précises possible, il est primordial de toujours sélectionner le matériau qui correspond aux spécifications de chaque cas individuel.

INDICATIONS						
	Inlay/Onlay	Facette	Couronne (Antérieure/Postérieure)	Pilier hybride	Bridges 3 éléments (incl. molaires)	Bridges (> 3 unités)
Initial Zirconia Disk ST			✓	✓	✓	✓
Initial Zirconia Disk HT			✓	✓	✓	✓
Initial Zirconia Disk UHT	✓	✓	✓		✓	
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## initial Zirconia Disk

Diques blancs standards avec trois niveaux de translucidité (ST, HT & UHT) : esthétique naturelle ou forte capacité à masquer les colorations

- Stabilité des bords et facilité de fraisage
- Stock réduit, pour toutes les teintes de dent
- Personnalisation avec Initial Zirconia Coloring Liquid, IQ ONE SQIN et/ou Zr-FS



### SOLUTIONS ZIRCONIE



### OFFRE 3+1\*

Panachage possible entre les recharges HT, ST, UHT  
Même taille. \* Gratuité envoyée par GC France  
Sur Disque Multilayer Elite, panachage possible  
\*Gratuité sur teinte A2 ou A3, envoyée par GCF

	PROCÉDURE		
	Maquillage monolithique	Micro-stratification	Stratification classique
Initial Zirconia Disk ST* (Translucidité Standard)			👍
Initial Zirconia Disk HT* (Translucidité élevée)	👍	👍	👍
Initial Zirconia Disk UHT* (Translucidité très élevée)	👍	👍	👍
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite (Dégradé de teinte et de translucidité)	👍	👍	

\* Note : à utiliser idéalement en combinaison avec les GC Initial Zirconia Coloring Liquid

## initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Disque hybride, dernière génération...

de translucide à supertranslucide au niveau incisal !

MANUEL TECHNIQUE



Dioxyde de zirconium Type II, Classe 5 selon DIN EN ISO 6872  
Résistance à la flexion : valeur moyenne typique  $\geq 1,100$  MPa  
Haute résistance dans toutes les couches = convient à une large gamme d'indications



Gradient de translucidité élevé de >45% à >49%.



Le frittage rapide (4 heures) permet de réaliser des couronnes et des bridges jusqu'à 3 éléments.



En fonction du résultat esthétique souhaité, vous disposez d'une variété de flux de travail avec les Zirconia Coloring Liquid, le concept IQ ONE SQIN ou la céramique de stratification Zr-FS qui vous permettront d'obtenir des résultats fiables et reproductibles.  
Scan & design avec Aadvia Lab Scan 3.



### 3 Disques<sup>1</sup>

le teintier OFFERT\*

Sur Disque Multilayer Elite. \*Gratuité envoyée par GCF, dans la limite des stocks disponibles

GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite - ø 98,5 mm

	14mm	16mm	20mm	25mm
A1	70017398	70017417	70017436	70017455
A2	70017399	70017418	70017437	70017456
A3	70017400	70017419	70017438	70017457
A3.5	70017401	70017420	70017439	70017458
A4	70017402	70017421	70017440	70017459
B1	70017403	70017422	70017441	70017460
B2	70017404	70017423	70017442	70017461
B3	70017405	70017424	70017443	70017462
B4	70017406	70017425	70017444	70017463
C1	70017407	70017426	70017445	70017464
C2	70017408	70017427	70017446	70017465
C3	70017409	70017428	70017447	70017466
C4	70017410	70017429	70017448	70017467
D2	70017411	70017430	70017449	70017468
D3	70017412	70017431	70017450	70017469
D4	70017413	70017432	70017451	70017470
OM1	70017414	70017433	70017452	70017471
OM2	70017415	70017434	70017453	70017472
OM3	70017416	70017435	70017454	70017473



### 3 Disques<sup>1</sup>

1 recharge Initial LP NF ONE OFFERTE\*

<sup>1</sup>Sur Disque Multilayer Elite. Panachage possible

### 3 Disques<sup>1</sup>

1 recharge Coloring Liquid de 50ml OFFERTE\*

# initial™ Zr Coloring Liquid

Colorants liquides à base d'eau pour la coloration complète ou partielle des restaurations en zircone pré-frittée

## 1 liquide - 2 techniques



Par immersion  
ou  
au pinceau



GC Initial Zr  
Coloring Liquid 50ml

- 10041650 Body A
- 10041651 Body B
- 10041652 Body C
- 10041653 Body D
- 10041654 Cervical A
- 10041655 Cervical B
- 10041656 Cervical C
- 10041657 Cervical D
- 10041658 Effect Blue
- 10041659 Effect Grey
- 10041660 Effect Pink
- 10041661 Neutral

le flacon **63€<sup>ttc</sup>**

Marking Liquid, 25ml

- 10041662 Red
- 10041663 Blue
- 10041664 Yellow
- 10041665 Green

le flacon **30€<sup>ttc</sup>**



**GC Initial Zr Coloring Liquid  
Set, 700g 10041648**

**720 576€<sup>ttc</sup>**

GC Initial Zr Coloring Liquid : Body A B, C, D - Cervical A, B, C, D - Effect Blue, Grey, Effect Pink, Neutral + Marking Liquid Red, Blue, Yellow, Green + manuel technique

**GC Initial Zr Coloring Liquid, 228€<sup>ttc</sup>  
Intro Kit 250g, 10041649**

**Coloring Liquid recharges 4+1\***



PLUS D'INFOS



ONE DISK  
ONE COLORING LIQUID  
ONE SQIN



**Initial Zirconia Disk /  
Initial Zirconia Coloring Liquid**  
Comme base de départ, choisissez l'Initial Zirconia Disk Multilayer Elite ou personnalisez l'Initial Zirconia Disk HT avec les Initial Zirconia Coloring Liquid.



**Initial IQ Lustre Pastes ONE**  
Utilisez-les pour une diffusion dynamique de lumière naturelle et de fluorescence. Le résultat reflète les attentes esthétiques finales en matière de tonalité et d'effets individuels.



**Initial IQ SQIN**  
La forme vestibulaire de la dent est réalisée avec SQIN. Le matériau SQIN facilite la réalisation de la forme de dent souhaitée avec intégration de texture.



Un résultat naturel époustoufflant, avec une brillance naturelle, une forme et une texture optimales obtenues en une seule cuisson. Grâce à l'effet auto glaze, il n'est pas nécessaire de procéder à une cuisson supplémentaire.



MDT Yasunari Araki, Japan

**GC Initial Spectrum Stain Set  
10003190**

16 GC Initial Spectrum Stain SPS1 à SPS16 (3g)  
1 Glaze Powder GL (10g) - Glaze Liquid (25ml)  
Glaze Paste Liquid (8ml) - Shade Guide

## Initial IQ Lustre Pastes ONE

10007017 L-N, L-NFL, L-V, L-OP - 4 Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) Diluting Liquid (8ml), Refresh Liquid (8ml) 10 Enamel Effect (L-1 à L-10), Manuel

**999 €<sup>ttc</sup>**

Fluo						Fluo	
L-A	L-B	L-C	L-D	L-V	L-OP	L-N	L-NFL
10006997	10006998	10006999	10007000	10007012	10007013	10007001	10007014
						4g	
						10007018	10007019
						3x4g	

L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10
10007002	10007003	10007004	10007005	10007006	10007007	10007008	10007009	10007010	10007011

## Initial Lustre Pastes NF Gum Shades

10003186 5 IQ LP NF G 23, 24, 34, 35, 36 (4g)  
4 Stain modifier : LP-M, M2, M3, M4 (3g)  
Refresh Liquid 8ml, Diluting Liquid 8 ml  
+ accessoires

LP G-23	LP G-24	LP G-34	LP G-35	LP G-36	LP M1	LP M2	LP M3	LP M4
10003032	10003033	10003034	10003035	10003036	10003037	10003038	10003039	10003040



**Initial LP NF GUM  
Shades set - 10003186**

**560 €<sup>ttc</sup>**



**Initial IQ LP ONE  
Shades set - 10007017**

**1 disque ZR ML Elite OFFERT**



**GC Initial Spectrum Stain Set  
10003190**

16 GC Initial Spectrum Stain SPS1 à SPS16 (3g)  
1 Glaze Powder GL (10g) - Glaze Liquid (25ml)  
Glaze Paste Liquid (8ml) - Shade Guide

# initial™ IQ ONE SQIN

Concept global de micro-stratification

... pour la zircone et le disilicate de lithium  
... pour les restaurations antérieures et postérieures  
... en microcouche et pour le maquillage



- Effet maximal dans une micro-couche de céramique
- Ajouter de la brillance, des nuances de couleur et de la fluorescence en quelques étapes simples et rapides
- Effet auto-glaze



INFOS, VIDEOS...



ONE SQIN



**Initial IQ, SQIN,  
GUM OM white, 10g**



**Initial IQ ONE SQIN** ~~1772~~ **868,5€<sup>ttc</sup>**  
System Set 10006991

**Initial IQ ONE SQIN** ~~725~~ **363€<sup>ttc</sup>**  
Shades Set 10006990

sous conditions d'offre de reprise



Recharges en pot		
Initial IQ SQIN, 10g	<b>4+1</b>	<b>43 €<sup>ttc</sup></b>
Lustre Pastes ONE, 4g Lustre Pastes ONE, 3x4g (LN & LN-FL)	<b>4+1</b>	<b>83 €<sup>ttc</sup> 199 €<sup>ttc</sup></b>
Spectrums Stains, 3g	<b>3+1</b>	<b>69 €<sup>ttc</sup></b>



### Initial™ LRF Block

la céramique feldspathique renforcée en leucite  
La solution esthétique pour les facettes

la barrette de 5 blocs à **92€<sup>ttc</sup>**




### CERASMART™270

le bloc hybride en composite renforcé  
La solution flexible pour l'usure



L'assemblage simplifié sur Ti-base sans primer additionnel



Sebastien Milliasseau



Appliquer le G-CEM ONE

Mise en place

Retirer les excès. Laisser prendre ou photopolymériser.



Initial LRF Universal for CEREC			Initial LRF Universal			
taille 12	taille 14	taille 14L		taille 12	taille 14	taille 14L
10003044	10003045	10003046	A1 HT	10003077	10003078	10003079
10003050	10003051	10003052	A2 HT	10003083	10003084	10003085
10003056	10003057	10003058	A3 HT	10003089	10003090	10003091
10003062	10003063	10003064	A3.5 HT	10003095	10003096	10003097
10003068	10003069	10003070	B1 HT	10003101	10003102	10003103
10003047	10003048	10003049	A1 LT	10003080	10003081	10003082
10003053	10003054	10003055	A2 LT	10003086	10003087	10003088
10003059	10003060	10003061	A3 LT	10003092	10003093	10003094
10003065	10003066	10003067	A3.5 LT	10003098	10003099	10003100
10003071	10003072	10003073	B1 LT	10003104	10003105	10003106
10003074	10003075	10003076	BL	10003107	10003108	10003109

CERASMART270 Universal			CERASMART270 for CEREC			
taille 12	taille 14	taille 14L		taille 12	taille 14	taille 14L
10001402	10001424	10001446	A1 HT	10001391	10001413	10001435
10001403	10001425	10001447	A2 HT	10001392	10001414	10001436
10001404	10001426	10001448	A3 HT	10001393	10001415	10001437
10001405	10001427	10001449	A3.5 HT	10001394	10001416	10001438
10001406	10001428	10001450	B1 HT	10001395	10001417	10001439
10001407	10001429	10001451	A1 LT	10001396	10001418	10001440
10001408	10001430	10001452	A2 LT	10001397	10001419	10001441
10001409	10001431	10001453	A3 LT	10001398	10001420	10001442
10001410	10001432	10001454	A3.5 LT	10001399	10001421	10001443
10001411	10001433	10001455	B1 LT	10001400	10001422	10001444
10001412	10001434	10001456	BL	10001401	10001423	10001445

**CERASMART270**

à partir de **143€<sup>ttc</sup>**

**4+1\*** **10+3\***

barrettes de 5 blocs. Panachage possible.  
\*Les moins chères sont offertes



+ D'INFOS



**OFFRE 4+1\***

\* Même type de recharge. Gratuité envoyée par GCF

G-CEM ONE			
Single Pack - la seringue de 4,6g + 8 embouts automix & 2 endos	10006923 10006924	AO3 WO	<b>77 €<sup>ttc</sup></b>
Twin Pack - 2 seringues de 4,6g +15 embouts automix & 5 endos	10006921 10006922	A2 Tr	<b>144€<sup>ttc</sup></b>
Automix Tip Regular x10	10003335		<b>15 €<sup>ttc</sup></b>



### Initial Zr-FS



### Initial MC



### Initial LiSi



### Initial Ti



**OFFRE de reprise -50%**

sur les coffrets\* de la gamme Initial

\*valables sur les Basic, Basic Plus, Advanced Set, System Set, Shade Set, & Lustre Paste ONE... après validation de votre représentant régional GC

## initial™, solutions céramique

Relever tous les défis prothétiques esthétiques

- Chaque céramique est adaptée aux besoins de son processus de fabrication particulier et à son armature comme, par exemple, son CET.
- Toutes les teintes sont soigneusement harmonisées dans l'ensemble du système.
- L'esthétique de chaque restauration est parfaitement en harmonie quel que soit le type créé ou le processus utilisé.

Le système céramique spécialisé en oxyde de zirconium



**OFFRE 5+1\***

sur recharge Zr FS de même format, panachage des teintes possibles.\* Gratuité envoyée par GCF

Le système céramo métallique le plus avancé



**OFFRE 5+1\***

sur recharge MC de même format, panachage des teintes possibles.\* Gratuité envoyée par GCF

Le choix parfait pour maîtriser tous vos défis  
Disilicate de Lithium



Céramo-métallique pour les armatures en titane



initial		
Coffret Initial Zr-FS Basic, 16 teintes	10003119	<b>2380 €<sup>ttc</sup></b>
Coffret Initial LiSi Basic, 7 teintes	10003184	<b>919 €<sup>ttc</sup></b>
Coffret Initial MC Basic Set Paste opaque, 16 teintes	10003111	<b>1890 €<sup>ttc</sup></b>
Coffret Initial MC Poudre opaque, 16 teintes	10003150	<b>2090 €<sup>ttc</sup></b>
Coffret Initial Ti Basic, 16 teintes	10003122	<b>2190 €<sup>ttc</sup></b>

Ti Bonder Intro Kit	10002503	<b>297 €<sup>ttc</sup></b>
INmetalbond, 2x4g	10003154	<b>105 €<sup>ttc</sup></b>

# GRADIA

Système composite modulaire radio-opaque photopolymérisable modelable ou injectable pour restaurations indirectes

2 textures : pâte et fluide (Heavy Body & Light Body)  
 Masses Fluorescentes et Opalescentes  
 Résistance à la flexion : 160 MPa  
 Dureté 60 Hv



Tableau des teintes

Opaque Heavy Body Light Body Lustre Paint

en accord avec la convention !

SANS BISPHENOL-A



Combi Pack LAYER (Layer + Paint Set + Accessoires)	2 978 € <sup>ttc</sup>
Combi Pack LAYER PRO (Layer + Layer Pro + Paint Set + Accessoires)	4 202 € <sup>ttc</sup>
Combi Pack ONE BODY (One body + Paint + Accessoires)	2 379 € <sup>ttc</sup>
Combi Pack GUM (Coffrets Gum + Accessoires)	1 652 € <sup>ttc</sup>


Voir offres existantes avec votre responsable régional

## PLUS D'INFOS

Procédure de stratification pour C&B ou bridge unitaire fibro renforcé



Renforcement par fibre à l'aide d'everStick™ C&B et préparation de la matrice avec EXACLEAR



Injection et photopolymérisation des teintes GC GRADIA™ PLUS One Body LB dans la matrice.



Brillance, caractérisation à l'aide des GC GRADIA™ PLUS Lustre Paints.



10001483 2 x 48ml + 6 embouts 87€<sup>ttc</sup>

EXACLEAR recharge

4+1\*

\* Gratuité envoyée par GCF

## EXACLEAR

Vinyl polysiloxane transparent, partenaire du GRADIA® PLUS

- Excellent contrôle des détails
- Manipulation aisée
- Prise rapide

## Les renforts fibrés Stick & everStick

Fibre pré-impregnée et prête à l'emploi

everStick® C&B

everStick® NET

A imprégner avec GRADIA Plus Acrylic Primer

Stick  
Fibre monodirectionnelle...

StickNET  
Fibre bidirectionnelle...



Renforts fibrés		
StickNet - 3x30cm <sup>2</sup>	10003406	330€ <sup>ttc</sup>
Stick - 4x15cm <sup>2</sup>	10003405	330€ <sup>ttc</sup>
everStickNet - 30cm <sup>2</sup>	10003403	341€ <sup>ttc</sup>
everStick C&B - 1x8cm	10003419	124€ <sup>ttc</sup>



Primers		
GRADIA PLUS Acrylic Primer, 6ml	10003646	91€ <sup>ttc</sup>
METAL PRIMER Z, 5ml	10001265	259€ <sup>ttc</sup>
CERAMIC PRIMER II, 3ml	10001202	125€ <sup>ttc</sup>

## OPTIGLAZE color

### Solution simple de caractérisation photopolymérisable

- Vernis prêt à l'emploi, facile à manipuler, étape de polissage réduite
- Large éventail de couleurs, pour la caractérisation interne et externe, pour une esthétique parfaite
- Brillance longue durée grâce à la technologie des nano charges



10001150 OPTIGLAZE color Set **920 €<sup>ttc</sup>**  
17 flacons (un par teinte) + accessoires

## APPLICATIONS



- 10001154 White, 2,6 ml
- 10001155 Ivory white, 2,6 ml
- 10001156 Yellow, 2,6 ml
- 10001157 Orange, 2,6 ml
- 10001158 Pink Orange, 2,6 ml
- 10001159 Red brown, 2,6 ml
- 10001160 Olive, 2,6 ml
- 10001161 Grey, 2,6 ml
- 10001162 Blue, 2,6 ml
- 10001163 Lavender, 2,6 ml
- 10001164 Pink, 2,6 ml
- 10001165 Red, 2,6 ml
- 10001151 A plus, 2,6 ml
- 10001152 B plus, 2,6 ml
- 10001153 C plus, 2,6 ml
- 10001166 clear, 5 ml
- 10001167 clear HV, 5 ml

**75 €<sup>ttc</sup>** la recharge

## DECOUVREZ L'ALS 3



## Aadva Lab Scanner 3

- Une expérience utilisateur unique grâce à la technologie de projection brevetée
- Équilibre dynamique entre vitesse et précision grâce aux images de deux caméras prises sous des angles différents et aux moteurs à grande vitesse
- Positionnement facilité par la reconnaissance entièrement automatisée des objets
- Balayage hybride...



Le scanner est votre espace de travail !



D'un simple clic, le logiciel Smart Occlusion aligne automatiquement vos modèles numériques

Parce que tout paraît plus beau en couleur...



GC Temp PRINT caractérisé avec OPTIGLAZE color



MDT Leonardo Cavallo, Italie

## GC Temp PRINT

résine chargée photopolymérisable imprimable en 3D



Classe IIa sans MMA basée sur la technologie DLP

- 10004798 Light **345 €<sup>ttc</sup>**
- 10004797 Medium

## DÉMONSTRATION SUR SITE ?

Contactez votre responsable digital

### DIGITAL



**Yoann Chaussavoine**  
06 78 29 12 61  
Yoann.Chaussavoine@gc.dental



**Gilles Martinez**  
06 37 79 73 24  
Gilles.Martinez@gc.dental

**-10%** sur tous les packs **exocad** valable pour l'achat d'un scanner de la gamme ALS

Le seul et unique scanner de laboratoire contrôlé par le geste



Des boutons interactifs projetés sur le plateau vous guident à travers les différentes étapes du processus de scannage. Plus besoin de perdre du temps en allées et venues entre le scanner et votre ordinateur.

10001246 Labolight Duo **3500 €<sup>ttc</sup>**



# Les revêtements à liant phosphate de GC

## GC Fujivest II



Fujivest II		
Poudre 100x60g	10001770	259 € <sup>ttc</sup>
Poudre 40x150g	10001771	238 € <sup>ttc</sup>
Poudre 4x2kg	10003332	270 € <sup>ttc</sup>
Poudre 67x90g	10001773	254 € <sup>ttc</sup>
Liquide 900ml	10001772	45 € <sup>ttc</sup>
Liquide 900ml LE	10001792	45 € <sup>ttc</sup>

## GC LiSi PressVest



LiSi PressVest		
Intro Kit	10003664	73 € <sup>ttc</sup>
Poudre 100x60g	10003661	263 € <sup>ttc</sup>
Liquide 900ml	10003662	53 € <sup>ttc</sup>

## GC Fujivest Premium



Fujivest Premium		
Poudre 40x150g	10003213	180 € <sup>ttc</sup>
Poudre 67x90g	10003214	206 € <sup>ttc</sup>
Liquide 900ml	10001772	43 € <sup>ttc</sup>



## Les plâtres

### GC FUJIROCK EP Classic

Golden Brown	5kg	10003218
Golden Brown	12kg	10003220
Topaz Beige	5kg	10003219

### GC FUJIROCK EP Premium

Inca Brown	4kg	10003245
Titanium Grey	4kg	10003246
Polar White	4kg	10003244
Pastel Yellow	11kg	10003243
Pastel Yellow	4kg	10003242



### GC BASE STONE

Terracota Red	12kg	10003221
Royal Blue	12kg	10003222



**OFFRES en palette,**  
contactez votre  
responsable régional



Vous souhaitez passer une commande\* ?

Contactez votre responsable régional, il se chargera de tout !

Vous bénéficierez de vos conditions habituelles négociées avec votre distributeur, et les gratifiés vous parviendront directement de chez GC !

\*au préalable, identifiez le distributeur avec lequel vous travaillez, et préparez votre numéro client.



OFFRES EUROPE		code	
p7	Initial IQ, ONE SQIN System Set, 228g	4772 1329 <sup>€ttc</sup>	10006991
p6	Initial IQ, ONE, LP NF, Gum Shades Set	560 <sup>€ttc</sup>	10003186
p6	Initial IQ, Lustre Paste ONE	999 <sup>€ttc</sup>	10007017
p6	Initial Zr Coloring Liquid Set, 700g	720 576 <sup>€ttc</sup>	10041648
OFFRES GCF		gratuité envoyée par GCF	
p3	Initial LiSi Press tubes	4+1	
p4	Disques Zircone	3+1	
p5	3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	1 recharge Initial LP NF ONE	
p5	3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	1 recharge Coloring Liquid 50ml	
p6	3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	1 teintier 70017646	
p6	Initial IQ LP ONE Shades set - 10007017	1 Disk Multilayer Elite	
p7	Initial IQ SQIN recharges	4+1	
p7	Initial IQ LP ONE recharges	4+1	
p7	Initial Spectrum Stains recharges	3+1	
p8	CERASMART270	4+1 et 10+3	
p8	G-CEM ONE recharges identique	4+1	
p9	Initial Zr-Fs ou Initial MC	5+1	
p9	Reprise -50% sur coffrets Initial		
p11	EXACLEAR	4+1	

Initial™ LRF : céramique feldspathique renforcée en leucite pour restaurations indirectes tout céramique  
 CERASMART™270 : céramique hybride pour CFAO  
 Initial LiSi Block : Bloc CAD/CAM en céramique vitreuse à base de disilicate de lithium pour facettes, couronne, inlays, onlays, couronnes partielles, couronne sur implant.  
 Gamme Initial : système de céramiques pour réalisations prothétiques  
 Initial LiSi Press : lingotin en céramique disilicate de lithium pour technique pressée  
 Initial™ Zirconia Disk : disques zircone pour les cas CAD/CAM exigeants  
 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite : restaurations complètes (bridges) et unitaires  
 G-CEM ONE : ciment résine auto-adhésif pour une adhésion à la dent et tous autres substrats et surfaces émail, dentine, zircone, métal, céramiques vitreuses, matériaux hybrides.  
 OPTIGLAZE color : vernis de caractérisation photopolymérisable pour restaurations indirectes  
 GRADIA™ PLUS : système composite pour restaurations indirectes  
 Initial IQ ONE SQIN : Concept de céramiques de couleur et de forme à peindre pour la réalisation esthétique d'armatures monolithiques ou de réalisations avec réductions à minima en dioxyde de zirconium ou en disilicate de lithium.  
 Acrylic Primer : primer photopolymérisable pour l'adhésion du GRADIA™ PLUS à l'acrylique  
 METAL PRIMER Z : liant résine/métal en une seule étape  
 Temp PRINT™ : résine chargée pour imprimer en 3D des provisoires de longue durée.  
 CERAMIC PRIMER II : liant utilisé pour l'application/la réparation supplémentaire des couches de GRADIA™ PLUS (teintes V, teintes gingivales) et de Lustre Pastes  
 Gamme everStick : renforts fibrés pour couronnes, bridges, prothèses, renforcement des zones fines des prothèses amovibles  
 EXACLEAR : silicone innovant et transparent qui répond aux besoins des cas esthétiques exigeants

Dispositifs médicaux de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.  
 Organisme certificateur n°2797. Distribués par GC France. Offres réservées à la France métropolitaine.  
 Pour toute demande quantitative pour les centres dentaires, mutualistes et hôpitaux, des conditions spécifiques vous sont réservées, merci de contacter notre responsable marchés spéciaux Deborah MONIN.

ONE SQIN on tour			
2 jul 25	Micro-stratification ADVANCED	Pau Pyrénées dentaire	Benoit
10 jul 25	Micro-stratification par Florian Sanso	Toulouse	Benoit
18 sept 25	Micro-stratification par Florian Sanso	Lyon	Alain
Initial			
22-23 janv 26	Initial par Sébastien Milliasseau	Toulouse	Benoit

## Les formations GC

*initIALIZED!*

## Découvrez GC France Expertise,

une plate forme dédiée au savoir-faire de GC France



**Notre objectif :** mettre en lumière le savoir-faire spécifique de GC France, notre engagement à vous accompagner, à vous former et à vous fournir les solutions les plus adaptées à votre pratique quotidienne.

Ici, nous nous concentrons sur le "comment" :

**Notre ambition :** vous offrir un accès centralisé, simple et direct à un ensemble de ressources pensées pour votre activité

## Démonstration sur site

L'apprentissage gratuit et sur mesure directement sur votre lieu de travail...

L'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, renforcer vos connaissances, manipuler les produits, découvrir des «trucs & astuces»... dans une ambiance conviviale

Contactez votre responsable régional





Apprendre.  
Partager. Gagner.

Toutes les informations dont vous avez besoin pour vous simplifier la vie !  
Retrouvez tous nos produits, fiches de sécurité, dates de formation, vidéos...



Restez connectés  
à l'actualité

Inscrivez-vous !



<http://www.facebook.com/gcfrancelaboratoire>

Nos spécialistes  
LABORATOIRE



<https://fr.linkedin.com/company/gc-france>



gcfrancecorebusiness



**David Faucon**  
06 85 33 03 70  
david.faucon@gc.dental



**Amandine Masson**  
06 28 47 23 93  
amandine.masson@gc.dental



**Lionel Botrel**  
Responsable  
Groupe Laboratoire  
**06 85 30 37 05**  
lionel.botrel@gc.dental




**Benoît Capelle**  
06 70 32 33 86  
benoit.capelle@gc.dental



**Alain Simon**  
06 33 29 05 31  
alain.simon@gc.dental



**Nicolas Cremades**  
06 71 11 52 86  
nicolas.cremades@gc.dental



## DIGITAL



**Yoann Chaussavoine**  
06 78 29 12 61  
Yoann.Chaussavoine@gc.dental



**Gilles Martinez**  
06 37 79 73 24  
Gilles.Martinez@gc.dental



**Déborah Monin**  
Responsable  
centre dentaire  
**06 85 30 37 06**  
deborah.monin@gc.dental



**Candice Cothenet**  
Responsable marketing  
& communication  
**06 12 45 96 16**  
candice.cothenet@gc.dental



GC FRANCE s.a.s. - 8 rue Benjamin Franklin - 94370 Sucy en Brie Cedex  
Tél. 01 49 80 37 91 - <https://www.gc.dental/europe/fr-FR>

