

GC France - Offres Laboratoire

Janvier - Juin 2026





les solutions Zircone



+ D'INFOS

Armature

Caractérisation
de l'armature

Application en vidéo


Finition



ML ELITE



Coloring Liquid...au pinceau



ONESQIN



HT/UHT



Coloring Liquid...par immersion



GC Initial Zirconia Disk Multilayer Elite - ø 98,5 mm

	14mm	16mm	20mm	25mm
A1	70017398	70017417	70017436	70017455
A2	70017399	70017418	70017437	70017456
A3	70017400	70017419	70017438	70017457
A3.5	70017401	70017420	70017439	70017458
A4	70017402	70017421	70017440	70017459
B1	70017403	70017422	70017441	70017460
B2	70017404	70017423	70017442	70017461
B3	70017405	70017424	70017443	70017462
B4	70017406	70017425	70017444	70017463
C1	70017407	70017426	70017445	70017464
C2	70017408	70017427	70017446	70017465
C3	70017409	70017428	70017447	70017466
C4	70017410	70017429	70017448	70017467
D2	70017411	70017430	70017449	70017468
D3	70017412	70017431	70017450	70017469
D4	70017413	70017432	70017451	70017470
OM1	70017414	70017433	70017452	70017471
OM2	70017415	70017434	70017453	70017472
OM3	70017416	70017435	70017454	70017473

	INDICATIONS						PROCÉDURES		
	Inlay/Onlay	Facette	Couronne (Antérieure/Postérieure)	Pilier hybride	Bridges 3 éléments (incl. molaires)	Bridges (> 3 unités)	Maquillage monolithique	Micro-stratification	Stratification classique
Initial Zirconia Disk ST*			✓	✓	✓	✓			👍
Initial Zirconia Disk HT*			✓	✓	✓	✓	👍	👍	👍
Initial Zirconia Disk UHT*	✓	✓	✓		✓		👍	👍	👍
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	👍	👍	

* Note : à utiliser idéalement avec les GC Initial Zirconia Coloring Liquid

Zirconia Disk Multilayer Elite

Disque hybride, dernière génération...

de translucide à supertranslucide au niveau incisal !

MANUEL
TECHNIQUE

5Y	I INCISAL	20%	Translucité >49%	Résistance 800 MPa
4-5Y	INTERLAYER 1	15%		
4-5Y	INTERLAYER 2	15%		
4-5Y	INTERLAYER 3	15%		
4Y	I INCISAL	35%	Translucité >45%	Résistance 1150 MPa

- Dioxyde de zirconium Type II, Classe 5 selon DIN EN ISO 6872
- Haute résistance dans toutes les couches = convient à une large gamme d'indications
- Le frittage rapide (4 heures) permet de réaliser des couronnes et des bridges jusqu'à 3 éléments.



OFFRES

OFFRE 3+1*

Panachage possible entre les recharges HT, ST, UHT
Même taille. * Gratuité envoyée par GC France
Sur Disque Multilayer Elite, panachage possible
*Gratuité sur teinte A2 ou A3, envoyée par GCF

3 Disk ML Elite¹

le teintier OFFERT*

Sur Disque Multilayer Elite. *Gratuité envoyée par GCF, dans la limite des stocks disponibles

3 Disk ML Elite¹

1 recharge Coloring Liquid
de 50ml OFFERTE*

3 Disk ML Elite¹

1 recharge Initial LP NF ONE
OFFERTE*

¹Sur Disque Multilayer Elite. Panachage possible



Coloring Liquid
recharges 50ml

4+1*

1 Initial Zr Coloring Liquid
recharges 50ml

1 Initial Zirconia Disk 12mm
OFFERT

initial™ Zr Coloring Liquid

Colorants liquides à base d'eau pour la coloration
complète ou partielle des restaurations en zircone pré-fritée

Liquide 50ml - le flacon à **63€^{ttc}** (prix indicatif)



Body A	Body B	Body C	Body D	Cervical A	Cervical B	Cervical C	Cervical D
10041650	10041651	10041652	10041653	10041654	10041655	10041656	10041657



Effect Pink	Effect Blue	Neutral	Effect Grey
10041660	10041658	10041661	100041659

Marking Liquid, 25ml à **30€^{ttc}**
(prix indicatif)

10041662 Red
10041663 Blue
10041664 Yellow
10041665 Green



GC Initial Zr Coloring Liquid Set, 700g **720 576€^{ttc}**

100041648 Body A B, C, D - Cervical A, B, C, D - Effect Blue, Grey, Effect Pink, Neutral + Marking Liquid Red, Blue, Yellow, Green
+ manuel technique

GC Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit 250g **228€^{ttc}**

10041649

PLUS D'INFOS



PLUS D'INFOS



Stefan Roozen



Facettes Initial LiSi Press (LT-B0) avec réduction minimale en vestibulaire



Lustre Pastes ONE



Microstratification de céramique
SQIN avant cuisson



Résultat de la cuisson montrant
l'effet « auto-glaze » de SQIN



Cuisson de glaçage externe avec les
maquillants Initial Spectrum Stains



Résultat clinique : Dr Johannes Bantleon,
Vienne, Autriche)

Maquillage
ONE SQIN



ONE SQIN

initial™ IQ ONE SQIN

Concept global de micro-stratification

... pour la zircone et le disilicate de lithium

... pour les restaurations antérieures et postérieures

... en microcouche et pour le maquillage

Initial IQ Lustre Pastes ONE

Fluo



L-A	L-B	L-C	L-D	L-V	L-OP
10006997	10006998	10006999	10007000	10007012	10007013

Fluo



L-N	L-NFL	
10007001	10007014	4g
10007018	10007019	3x4g



L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	L-8	L-9	L-10
10007002	10007003	10007004	10007005	10007006	10007007	10007008	10007009	10007010	10007011

10007017 L-N, L-NFL, L-V, L-OP - 4 Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) Diluting Liquid (8ml), Refresh Liquid (8ml) 10 Enamel Effect (L-1 à L-10), Manuel



Initial IQ LP ONE
Shades set - 10007017

1 disque ZR ML Elite OFFERT

10007017 à **999€^{ttc}**

Initial Lustre Pastes NF Gum Shades

3D



LP G-23	LP G-24	LP G-34	LP G-35	LP G-36	LP M1	LP M2	LP M3	LP M4
10003032	10003033	10003034	10003035	10003036	10003037	10003038	10003039	10003040

10003186 5 IQ LP NF G 23, 24, 34, 35, 36 (4g) - 4 Stain modifier : LP-M, M2, M3, M4 (3g)
Refresh Liquid 8ml, Diluting Liquid 8 ml + accessoires

Initial LP NF GUM
Shades set - 10003186

560€^{ttc}

2D



SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	SP-7	SP-8	SP-9	SP-10	SP-11
10002995	10002996	10002997	10002998	10002999	10003000	10003001	10007003	10007004	10003004	10003005

SP-12	SP-13	SP-14	SP-15	SP-16
10003006	10003007	10003008	10003009	10003004

GC Initial Spectrum Stain Set
10003190

16 GC Initial Spectrum Stain SPS1 à SPS16 (3g)
1 Glaze Powder GL (10g) - Glaze Liquid (25ml)
Glaze Paste Liquid (8ml) - Shade Guide



SP-17, 3g **10006992**
SP-18, 3g **10006993**
SP-19, 3g **10006994**
SP-20, 3g **10006995**



GL- Fluo 10g
10003012



- Chaque céramique est adaptée aux besoins de son processus de fabrication particulier et à son armature comme, par exemple, son CET.
- Toutes les teintes ont été soigneusement harmonisées dans l'ensemble du système.
- L'esthétique de chaque restauration est parfaitement en harmonie quel que soit le type créé ou le processus utilisé.



Relever tous les défis prothétiques esthétiques

Initial Zr-FS



Le système céramique spécialisé en oxyde de zirconium

Initial MC



Le système céramo métallique le plus avancé



OFFRE 5+1*

sur recharge Zr FS OU MC de même format, panachage des teintes possibles.
* Gratuité envoyée par GCF

Initial LiSi



Le choix parfait pour maîtriser tous vos défis Disilicate de Lithium

Initial Ti



Céramo-métallique pour les armatures en titane



Ti Bonder Intro Kit 10002503 297 €^{ttc}
INmetalbond, 2x4g 10003154 105 €^{ttc}
Connector Paste, 6g 10003136 45 €^{tt}



Florian Sanso

Les secrets de la micro-stratification...



JC Allègre

Micro-stratification Advanced



Stefan Roozen

Innovation esthétique : solutions céramique de pointe pour plus d'efficacité et de perfection

Formez-vous avec GC

Rouen
8 janvier

Contact
David Faucon

Wittelsheim
25 mars

Contact
Amandine Masson

Louvain
28-29 mai

Contact
Lionel Botrel

Aix-en-Provence
18 juin

Contact
Nicolas Cremades

Illkirch-Graffenstaden
29-30 janvier

Contact
Amandine Masson

Lyon
26-27 février

Contact
Alain Simon



Dental Forum 2026
Stand GC C010/D009
Parc floral Paris-Vincennes
Vendredi 3 avril
11h30 - 12h15

Retrouvez nos formations actualisées



Céramique, stages et tutos

Découvrez ici une série de vidéos courtes et pratiques pour perfectionner le maquillage de vos éléments prothétiques.



- Préparation de la palette de mélange et des maquillants
- Découpe de l'élément sur son mandrin
- Maquillage d'un overlay en CERASMART
- Maquillage d'une couronne
- Maquillage d'une facette
- Maquillage d'un inlay
- Maquillage overlay
- Maquillage sur molaire en zircone
- Programmation d'un four

initial	Prix indicatifs	
Coffret Initial Zr-FS Basic, 16 teintes	10003119	2380 € ^{ttc}
Coffret Initial LiSi Basic, 7 teintes	10003184	919 € ^{ttc}
Coffret Initial MC Basic Set Paste opaque, 16 teintes	10003111	1890 € ^{ttc}
Coffret Initial MC Poudre opaque, 16 teintes	10003150	2090 € ^{ttc}
Coffret Initial Ti Basic, 16 teintes	10003122	2190 € ^{ttc}

OFFRE de reprise -50%

sur les coffrets* de la gamme Initial

*valables sur les Basic, Basic Plus, Advanced Set, System Set, Shade Set, & Lustre Paste ONE... après validation de votre représentant régional GC



Le disilicate de lithium

Initial™ LiSi Block, la version usinable

- Disilicate de lithium avec technologie HDM pour des propriétés physiques inégalées
- Esthétique supérieure
- Cristallisé avant fraisage, Initial LiSi Block peut être fraisé directement avec des limites cervicales lisses et précises.



Initial LiSi Block



e.max



Initial LiSi Block
+ Lustre Pastes ONE
+ Initial ONE SQIN

M. Brusch, Allemagne



10037275	BL	10004887	A1 LT
10004844	A1 HT	10004958	A2 LT
10004956	A2 HT	10004888	A3 LT
10004957	A3 HT	10037274	A3.5 LT
10037273	A3.5 HT	10004889	B1 LT
10004886	B1 HT		



Initial LiSi



Guide CAD CAM

Disilicate
de lithium
Blocs & collage



Initial™ LRF Block

la céramique feldspathique
renforcée en leucite

La solution esthétique pour les facettes

la barrette de 5 blocs à 92€^{ttc}



Initial LRF Universal

taille 14	
10003078	A1 HT
10003084	A2 HT
10003090	A3 HT
10003096	A3.5 HT
10003102	B1 HT
10003081	A1 LT
10003087	A2 LT
10003093	A3 LT
10003099	A3.5 LT
10003105	B1 LT
10003108	BL

Initial LRF for CEREC

taille 12	taille 14	taille 14L
10003044	10003045	10003046
10003050	10003051	10003052
10003056	10003057	10003058
10003062	10003063	10003064
10003068	10003069	10003070
10003047	10003048	10003049
10003053	10003054	10003055
10003059	10003060	10003061
10003065	10003066	10003067
10003071	10003072	10003073
10003074	10003075	10003076



CERASMART™270

le bloc hybride en composite renforcé

La solution flexible pour l'usure



Dr J. Tapia



CERASMART270 Universal

taille 14	
10001424	A1 HT
10001425	A2 HT
10001426	A3 HT
10001427	A3.5 HT
10001428	B1 HT
10001429	A1 LT
10001430	A2 LT
10001431	A3 LT
10001432	A3.5 LT
10001433	B1 LT
10001434	BL

CERASMART270 for CEREC

taille 12	taille 14	taille 14L
10001391	10001413	10001435
10001392	10001414	10001436
10001393	10001415	10001437
10001394	10001416	10001438
10001395	10001417	10001439
10001396	10001418	10001440
10001397	10001419	10001441
10001398	10001420	10001442
10001399	10001421	10001443
10001400	10001422	10001444
10001401	10001423	10001445

à partir de 143€^{ttc}

CERASMART™270

4+1*


10+3*

barrettes de 5 blocs. Panachage possible.
*Les moins chères sont offertes.
Gratuites envoyées par GCF


Initial™ LiSi Press

le disilicate de lithium en version pressée


Haute translucidité (HT)




Faible translucidité (LT)




Opacité moyenne (MO)



Translucidité moyenne (MT)



Faible translucidité (LT)



tubes LiSi Press

4+1*

Tubes de 5 lingotins. Panachage possible.
*Gratuité envoyée par GC France

10003664 Kit Intro
LiSi Press Vest 73€^{ttc}

10003671	MT-B00	10004833	LT-B00
10006956	MT-B0+	10006352	LT-B0+
10003672	MT-B0	10004853	LT-B0
10003673	MT-A1	10004824	LT-A1
10003674	MT-A2	10004962	LT-A2
10003675	MT-A3	10004831	LT-A3
10006957	MT-A3.5	10006353	LT-A3.5
10006958	MT-A4	10006354	LT-A4
10003676	MT-B1	10004854	LT-B1
10003677	MT-B2	10004857	LT-B2
10006959	MT-B3	10006355	LT-B3
10006960	MT-B4	10006356	LT-B4
10003678	MT-C1	10004815	LT-C1
10003679	MT-C2	10004842	LT-C2
10006961	MT-C3	10006951	LT-C3
10006962	MT-C4	10006952	LT-C4
10003680	MT-D2	10004860	LT-D2
10006963	MT-D3	10006953	LT-D3
10006964	MT-D4	10006954	LT-D4
10003681	LT-A		
10003682	LT-B		
10003683	LT-C		
10003684	LT-D		
10003685	MO-0		
10003686	MO-1		
10003687	MO-2		

115€^{ttc}



+ D'INFOS

G-CEM ONE™, le collage universel

L'assemblage simplifié sur Ti-base sans primer additionnel

OFFRE 3+1*

* Même type de recharge.
Gratuité envoyée par GCF

3 recharges

1 recharge GC Initial IQ,
Lustre Paste ONE OFFERTE*



G-CEM ONE		
Single Pack - la seringue de 4,6g + 8 embouts automix & 2 endos	10006923 AO3 10006924 WO	77 € ^{ttc}
Twin Pack - 2 seringues de 4,6g + 15 embouts automix & 5 endos	10006921 A2 10006922 Tr	144 € ^{ttc}
Automix Tip Regular x10	10003335	15 € ^{ttc}

GRADIA

Système composite modulaire radio-opaque photopolymérisable modelable ou injectable pour restaurations indirectes

Tableau des teintes



+ D'INFOS



GRADIA+
EXACLEAR

OPACIFICATION



Armature Opaque

STRATIFICATION



Opaque Dentine Effet optionnel Dentine CLF Effet optionnel Enamel

BRILLANCE



Lustre Paint Effet optionnel




en accord avec la convention !

OFFRE 5+1*

Sur seringue, panachage possible, la moins chère est offerte. * Gratuité envoyée par GCF

2 textures : pâte et fluide (Heavy Body & Light Body)
Masses Fluorescentes et Opalescentes
Résistance à la flexion : 160 MPa
Dureté 60 Hv

Heavy Body Light Body Lustre Paint Opaque



Seringue de 2ml
10003577 GO-1
10003578 GO-2
Seringue de 2ml
10003621 GLB-1
10003622 GLB-2
10003623 GLB-3
10003624 GLB-CL
Seringue de 3,3ml
10003597 GLB-1
10003598 GLB-2
10003599 GLB-3
10003600 GLB-CL

Combi Pack LAYER (Layer + Paint Set + Accessoires) 10003559 + 10003560 + 10003563	2 978 € ^{ttc}
Combi Pack LAYER PRO (Layer + Layer Pro + Paint Set + Accessoires) 10003559 + 10003652 + 10003560	4 202 € ^{ttc}
Combi Pack ONE BODY (One body + Paint + Accessoires) 10003562 + 10003560 + 10003563	2 379 € ^{ttc}
Combi Pack GUM (Coffrets Gum + Accessoires) 10003561 + 10003563	1 652 € ^{ttc}

Prix indicatifs, voir offres existantes avec votre responsable régional

EXACLEAR

Vinyl polysiloxane transparent, partenaire du GRADIA® PLUS

- Excellent contrôle des détails
- Manipulation aisée
- Prise rapide



Correction de la situation existante



Préparation pour l'injection de Light Body.
Préformer les trous d'injection avec le noodle



Modèle formé sous vide afin d'appliquer une compression sur le silicone injectable.



EXACLEAR injecté sur la surface et comprimé par le moule

STEPHEN LUSTY, UK



Modèle préparé et recouvert d'un séparateur en silicone sur les préparations, le reste du modèle est séparé avec GC GRADIA® PLUS SEPARATOR.



Injection de Light Body.



Composite photopolymérisé grâce à la transparence de EXACLEAR



Après retrait et nettoyage des événements.



Après application des Lustre paint



EXACLEAR est idéal pour les couronnes ou des facettes provisoires.

L'utilisation du GC GRADIA PLUS Light Body plutôt que de l'acrylique est plus facile et moins sensible à la technique.

10001483 La recharge 87 €^{ttc}
(2x48ml + 6 embouts)



GC GRADIA™ PLUS Liquides

GRADIA PLUS Modeling Liquid, 3ml	10003639	36 € ^{ttc}
GRADIA PLUS LP Diluting Liquid, 3ml	10003637	46 € ^{ttc}
GRADIA PLUS Separator, 5ml	10003640	47 € ^{ttc}
GRADIA PLUS Air Barrier, 10ml	10003638	66 € ^{ttc}
GRADIA PLUS Die Hardner, 5ml	10003641	46 € ^{ttc}



Primers

GRADIA PLUS Acrylic Primer, 6ml	10003646	91 € ^{ttc}
METAL PRIMER Z, 5ml	10001265	259 € ^{ttc}
CERAMIC PRIMER II, 3ml	10001202	125 € ^{ttc}

OPTIGLAZE color

Solution simple de caractérisation photopolymérisable

- Vernis prêt à l'emploi, facile à manipuler, étape de polissage réduite
- Large éventail de couleurs, pour la caractérisation interne et externe, pour une esthétique parfaite
- Brillance longue durée grâce à la technologie des nano charges



10001150 OPTIGLAZE color Set **920 €^{ttc}**
17 flacons (un par teinte) + accessoires

APPLICATIONS



10001154	White, 2,6 ml
10001155	Ivory white, 2,6 ml
10001156	Yellow, 2,6 ml
10001157	Orange, 2,6 ml
10001158	Pink Orange, 2,6 ml
10001159	Red brown, 2,6 ml
10001160	Olive, 2,6 ml
10001161	Grey, 2,6 ml
10001162	Blue, 2,6 ml
10001163	Lavender, 2,6 ml
10001164	Pink, 2,6 ml
10001165	Red, 2,6 ml
10001151	A plus, 2,6 ml
10001152	B plus, 2,6 ml
10001153	C plus, 2,6 ml
10001166	clear, 5 ml
10001167	clear HV, 5 ml

75 €^{ttc} la recharge




Aadva Lab Scanner 3



DECouvrez l'ALS 3



- Une expérience utilisateur unique grâce à la technologie de projection brevetée
- Équilibre dynamique entre vitesse et précision grâce aux images de deux caméras prises sous des angles différents et aux moteurs à grande vitesse
- Positionnement facilité par la reconnaissance entièrement automatisée des objets
- Balayage hybride...



D'un simple clic, le logiciel Smart Occlusion aligne automatiquement vos modèles numériques



Le scanner
est votre
espace
de travail !

GC Temp PRINT

Résine chargée photopolymérisable imprimable en 3D pour des provisoires longue durée



10004798 Light 500g
10004797 Medium 500g **345 €^{ttc}**

GC Temp PRINT caractérisé avec OPTIGLAZE color


Classe IIa sans MMA basée sur la technologie DLP



Labolight DUO

Unité de photopolymérisation LED à mode dual pour les résines composites indirectes

10001246 Labolight Duo **3500 €^{ttc}**



- Deux modes, un appareil, un protocole simplifié
- Silencieuse et compacte


DÉMONSTRATION SUR SITE ?

Contactez votre responsable digital

DIGITAL



Yoann Chaussavoine
06 78 29 12 61
Yoann.Chaussavoine@gc.dental



Gilles Martinez
06 37 79 73 24
Gilles.Martinez@gc.dental

-10% sur tous les packs
exocad

valable pour l'achat du
scanner ALS 3

Le seul et unique scanner de laboratoire
contrôlé par le geste



Des boutons interactifs projetés sur le plateau vous guident à travers les différentes étapes du processus de scannage. Plus besoin de perdre du temps en allées et venues entre le scanner et votre ordinateur.

Les revêtements à liant phosphate & les plâtres



Fujivest II		Prix indicatif
Poudre 100x60g	10001770	259 € ^{ttc}
Poudre 40x150g	10001771	238 € ^{ttc}
Poudre 4x2kg	10003332	270 € ^{ttc}
Poudre 67x90g	10001773	254 € ^{ttc}
Liquide 900ml	10001772	45 € ^{ttc}
Liquide 900ml LE	10001792	45 € ^{ttc}

LiSi PressVest		
Intro Kit	10003664	73 € ^{ttc}
Poudre 100x60g	10003661	263 € ^{ttc}
Liquide 900ml	10003662	53 € ^{ttc}

Fujivest Premium		
Poudre 40x150g	10003213	180 € ^{ttc}
Poudre 67x90g	10003214	206 € ^{ttc}
Liquide 900ml	10001772	45 € ^{ttc}

GC BASE STONE		
Terracota Red	12kg	10003221
Royal Blue	12kg	10003222

GC FUJIROCK EP Classic		
Golden Brown	5kg	10003218
Golden Brown	12kg	10003220
Topaz Beige	5kg	10003219

GC FUJIROCK EP Premium		
Inca Brown	4kg	10003245
Titanium Grey	4kg	10003246
Polar White	4kg	10003244
Pastel Yellow	11kg	10003243
Pastel Yellow	4kg	10003242

OFFRES en palette,
contactez votre responsable régional

Les renforts fibrés Stick & everStick



Renforts fibrés		
StickNet - 3x30cm ²	10003406	330 € ^{ttc}
Stick - 4x15cm ²	10003405	330 € ^{ttc}
everStickNet - 30cm ²	10003403	341 € ^{ttc}
everStick C&B - 1x8cm	10003419	124 € ^{ttc}



Découvrez GC France Expertise,

Votre plateforme dédiée au savoir-faire dentaire de GC France.

Nous sommes convaincus que l'excellence clinique et technique s'appuie sur un partage continu des connaissances et des meilleures pratiques.

Nous mettons un point d'honneur à vous apporter une expertise et une technicité de haut niveau, mises à votre disposition par nos équipes de GC France.



Tutos, formations & TP, actualités et campagne,
congrès, offre, articles, Lunch & Learn...



OFFRES		prix indicatifs	code
p5	Initial IQ, ONE SQIN System Set, 228g	4772 1329 ^{€ttc}	10006991
p4	Initial IQ, ONE, LP NF, Gum Shades	560 ^{€ttc}	10003186
p4	Initial IQ, Lustre Paste ONE	999 ^{€ttc}	10007017
p12	GC Labolight Duo		10001246
p12	Optiglaze color Set		10001150
p3	Disques Zircon	3+1	
p3	3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	1 recharge Initial LP NF ONE	
p3	3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	1 recharge Coloring Liquid 50ml	
p3	3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite	1 teintier 70017646	
p4	Initial IQ LP ONE Shades set	1 Disk Multilayer Elite	
p4	Initial Coloring Liquid recharge 50ml	4+1	
p4	1 recharge 50ml Initial Coloring Liquid	1 Initial Zirconia Disk 12mm	
p5	Initial IQ LP ONE recharges	4+1	
p5	Initial Spectrum Stains recharges	3+1	
p6	Initial Zr-Fs ou Initial MC	5+1	
p6	Reprise -50% sur coffrets Initial	sous conditions de reprise	
p8	Initial LiSi Press tubes	4+1	
p9	CERASMART270	4+1 et 10+3	
p9	G-CEM ONE recharges identiques	3+1	
p9	G-CEM ONE x3 recharges identiques	1 recharge IQ LP ONE	
p10	GRADIA PLUS	5+1	



Vous souhaitez
passer une
commande* ?

Contactez votre
responsable régional,
il se chargera de tout.

Vous bénéficierez
de vos conditions
habituelles négociées
avec votre distributeur,
et les gratuits vous
parviendront
directement de
chez GC !

*au préalable, identifiez le
distributeur avec lequel vous
travaillez, et préparez votre
numéro client.

Nos formations à retrouver ICI



Stand C010/D009



Vendredi 3 Avril de 11h30 -12h15

Innovation esthétique : solutions céramique de
pointe pour plus d'efficacité et de perfection

Initial™ LRF : céramique feldspathique renforcée en leucite pour restaurations indirectes tout céramique
CERASMART™270 : céramique hybride pour CFAO
Initial LiSi Block : Bloc CAD/CAM en céramique vitreuse à base de disilicate de lithium pour facettes, couronne, inlays, onlays, couronnes partielles, couronne sur implant
Gamme Initial : système de céramiques pour réalisations prothétiques
Initial LiSi Press : lingotin en céramique disilicate de lithium pour technique pressée
Initial™ Zirconia Disk : disques zircon pour les cas CAD/CAM exigeants
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite : restaurations complètes (bridges) et unitaires
G-CEM ONE : ciment résine auto-adhésif pour une adhésion à la dent et tous autres substrats et surfaces émail, dentine, zircon, métal, céramiques vitreuses, matériaux hybride
OPTIGLAZE color : vernis de caractérisation photopolymérisable pour restaurations indirectes
GRADIA™ PLUS : système composite pour restaurations indirectes
Initial IQ ONE SQIN : Concept de céramiques de couleur et de forme à peindre pour la réalisation esthétique d'armatures monolithiques ou de réalisations avec réductions à minima en dioxyde de zirconium ou en disilicate de lithium
Temp PRINT™ : résine chargée pour imprimer en 3D des provisoires de longue durée.
Gamme everStick : renforts fibrés pour couronnes, bridges, prothèses, renforcement des zones fines des prothèses amovibles
EXACLEAR : silicone innovant et transparent qui répond aux besoins des cas esthétiques exigeants

Acrylic Primer : primer photopolymérisable pour l'adhésion du GRADIA™ PLUS à l'acrylique
METAL PRIMER Z : liant résine/métal en une seule étape
CERAMIC PRIMER II : liant utilisé pour l'application/la réparation supplémentaire des couches de GRADIA™ PLUS (teintes V, teintes gingivales) et de Lustre Pastes
GRADIA PLUS Modeling Liquid : Liquide à modeler qui permet de lubrifier la spatule lors de l'application des pâtes résineuses.
GRADIA PLUS Diluting Liquid : liquide indiqué pour la caractérisation externe et qui permet d'obtenir la consistance souhaitée
GRADIA PLUS Separator : séparateur de résine composite qui s'applique sur les modèles de travail en plâtre lors de la réalisation d'inlays et d'onlays
GRADIA PLUS Air Barrier : barrière d'étanchéité pour garantir la polymérisation complète de la surface du composite
GRADIA PLUS Die Hardener : Appliqué sur les dies, il durcit et protège la surface pour la réalisation d'inlays, de jacket etc ...

Dispositifs médicaux de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Organisme certificateur n°2797. Distribués par GC France. Offres réservées à la France métropolitaine.



Apprendre.
Partager. Gagner.

Toutes les informations dont vous avez besoin pour vous simplifier la vie !
Retrouvez tous nos produits, fiches de sécurité, dates de formation, vidéos...



Restez connectés
à l'actualité

Inscrivez-vous !



<http://www.facebook.com/gcfrancelaboratoire>



gcfrancecorebusiness



https://www.tiktok.com/@gcfrance_2025

Nos spécialistes
LABORATOIRE



David Faucon
06 85 33 03 70
david.faucon@gc.dental



Yoann Chaussavoine
06 78 29 12 61
Yoann.Chaussavoine@gc.dental



Amandine Masson
06 28 47 23 93
amandine.masson@gc.dental



Lionel Botrel
Responsable
Groupe Laboratoire
06 85 30 37 05
lionel.botrel@gc.dental



Benoît Capelle
06 70 32 33 86
benoit.capelle@gc.dental



Alain Simon
06 33 29 05 31
alain.simon@gc.dental




Nicolas Cremades
06 71 11 52 86
nicolas.cremades@gc.dental

DIGITAL



Yoann Chaussavoine
06 78 29 12 61
Yoann.Chaussavoine@gc.dental



Gilles Martinez
06 37 79 73 24
Gilles.Martinez@gc.dental



Candice Cothenet
Responsable marketing & communication
06 12 45 96 16
candice.cothenet@gc.dental



GC FRANCE s.a.s. - 8 rue Benjamin Franklin - 94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. 01 49 80 37 91 - <https://www.gc.dental/europe/fr-FR>

